

Лазер гольмиевый хирургический 30Вт

Особенности

- Специализированный инструмент для литотрипсии
- Высокая пиковая мощность
- Динамический диапазон мощности
- Простота в обучении и эксплуатации

Применение

- Литотрипсия
- Уретротомия
- Удаление полипов
- ЛОР-хирургия
- Дискэктомия
- Артроскопия

Области применения

- Урология
- ЛОР
- Ортопедия

Характеристики

Лазер	Holmium:YAG
Длина волны	2,100 нм
Тип лазера	Твердотельный лазер
Частота импульсов	3 – 25 Гц
Длительность импульса	800 мксек максимум
Энергия/Импульс	0,4 – 3,5 Дж
Средняя мощность	до 30 Вт
Диапазон рабочих температур	15 – 25°C
Относительная влажность	30 – 85%, без конденсации
Вес	85 кг
Габариты	37x71x98 см
Система охлаждения	Внутреннее водяное охлаждение
Источник питания	однофазное напряжение 230В 50Гц, 10А
Система доставки излучения	Широкий спектр гибких световодов
Пилотный луч	<5мВт 532 нм, со ступенчатой регулировкой
Управление	8.2" сенсорный ЖК дисплей
Класс лазера	4

Asclepion
LASER TECHNOLOGIES
SURGERY

MultiPulse Ho



МЕД
ексім

 **MADE IN GERMANY**

Компания «Мед Эксим» – официальный представитель
Asclepion Lasers Tehnologies GmbH в Украине
01032, г. Киев, ул. Назаровская, 1 | тел.: +38 (044) 234-48-28
www.medexim.ua | тел./факс: +38 (044) 234-36-28


Asclepion
Laser Technologies

www.asclepion.com.ua

Волокна оптические для хирургических лазеров

Asclepion Laser Technologies предлагает широкий выбор гибких оптических волокон для Гольмиевых и Тулиевых лазеров

Волокна Holmium многоцветные (10кратного использования)

Волокно оптическое R HO 200	828-1600-000
Волокно оптическое R HO 400	828-1700-000
Волокно оптическое R HO 600	828-1800-000
Волокно оптическое R HO 1000	828-1900-000

Волокна Holmium однократные

Волокно оптическое IR-Q 200	829-4000-000
Волокно оптическое IR-Q 400	829-4100-000
Волокно оптическое IR-Q 600	829-4200-000
Волокно оптическое IR-Q 1000	829-4300-000

Волокна Thulium многоцветные (10кратного использования)

Волокно оптическое R IR-Q 200	828-0600-000
Волокно оптическое R IR-Q 400	828-6700-000
Волокно оптическое R IR-Q 600	828-6600-000
Волокно оптическое R IR-Q 1000	828-0700-000

Волокна Thulium однократные

Волокно оптическое HO 200	829-4400-000
Волокно оптическое HO 400	829-4500-000
Волокно оптическое HO 600	829-4600-000
Волокно оптическое HO 1000	829-4700-000



Компания «Мед Эксим» – официальный представитель
Asclepion Lasers Tehnologies GmbH в Украине
01032, г. Киев, ул. Назаровская, 1 | тел.: +38 (044) 234-48-28
www.medexim.ua | тел./факс: +38 (044) 234-36-28



www.asclepion.com.ua