

MEDIOSTAR

NEXT PRO FAMILY



- *Лазерная эпиляция*
- *Удаление сосудистых патологий*
- *Удаление пигментных патологий*
- *Фотоомоложение*
- *Терапия акне*

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС



Asclepion

Laser Technologies

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ЛАЗЕРА	MeDioStar NeXT PRO High Power Diode Laser class 4	Размер пятна	9.1, 3.0, 1.4 or 0.48 cm ² (удаление волос)* 0.12 cm ² (лечение сосудистых патологий)
Мощность	max. 2400 W	Частота	max. 12 Hz*
Длина волны	755 – 950 nm *	Длина импульса	8 – 400ms*
Плотность энергии	max. 20J/cm ² (XL-L Handpiece)	Дисплей	8.4" LCD
	max. 60J/cm ² (XL-S Handpiece)	Габариты	36.5x56x46.5cm 36.5x56x93cm (с тележкой)
	max. 35J/cm ² (ALX Handpiece)		
	max. 47J/cm ² (STANDARD Handpiece)		
	max. 90J/cm ² (HIGH POWER Handpiece)	Вес	35 kg
max. 210J/cm ² (VASCULAR Handpiece)			

*Зависит от используемого наконечника.

ТОВ «Мед Эксим», г. Киев, ул.Назаровская,1 +38 (099) 369-86-30 +38 (095) 271-58-12

 **MADE IN GERMANY**

| www.asclepion.com.ua

MEDIOSTAR NEXT PRO FAMILY



medexim.ua